



ITC R OMEGA AI  
Intra-conduit  
Rechargeable



- ITC R OMEGA AI 24 (PREMIUM+) ●●●●●
- ITC R OMEGA AI 20 (PREMIUM) ●●●●
- ITC R OMEGA AI 16 (AVANCÉE) ●●

DESCRIPTION

Intra-conduit connecté rechargeable, discret et confortable. Réalisé sur-mesure, cet intra-auriculaire se loge dans le conduit auditif. Il peut être adapté pour les pertes auditives allant de moyennes à sévères. Technologie sans-fil 2,4 GHz basée sur la plateforme Neuro Processeur Starkey G3, avec une optimisation des fonctions directionnelles et spatiales pilotées par le DNN ; suivi de santé enrichi et expérience utilisateur améliorée grâce à l'IA générative.

Coque

- Noir
- Marron clair
- Chair
- Bleu(G)/ Rouge(D)
- Clair

Plaque

- Noir
- Marron foncé
- Marron
- Marron clair
- Chair

LPP Classe II

Rechargeable  
Lithium-ion

Connectivité  
universelle

Capteurs  
inertiels

Réglages  
à distance

Bluetooth®  
LE Audio  
Auracast™

Intelligence  
artificielle  
avancée

Assistant  
intelligent  
(IA)

Optimisation  
du signal vocal  
en temps réel

Communications  
mains libres

Surveillance  
santé individuelle

Gestion des  
acouphènes

APPLICATIONS INTELLIGENTES



My Starkey  
pour les utilisateurs



HearShare  
pour les aidants

Cette application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à surveiller votre santé et accéder à des informations utiles.

Vous partagez des informations telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions avec les personnes de votre choix.

**IMPORTANT** : Ces applications permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. Nous vous conseillons donc de vérifier la compatibilité de votre smartphone sur notre site internet [www.starkey.fr](http://www.starkey.fr), ou en flashant ce QR Code.



| Performances                                                          | GAMME TECHNOLOGIQUE                                      | PREMIUM+                                  | PREMIUM                    | AVANCÉE                | AVANTAGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie Neuro Processeur G3                                       | Canaux de réglages   Bandes de compression               | 24/24                                     | 20/20                      | 16/16                  | Niveau technologique performant. Doté de 16 canaux et 16 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une bonne résolution sonore, offrant des performances satisfaisantes dans des environnements sonores avec des niveaux de bruit de fond peu importants.                                                                                                   |
|                                                                       | Autonomie de la batterie<br><b>streaming : sans/avec</b> | 42 heures<br>36 heures                    | 42 heures<br>36 heures     | 42 heures<br>36 heures | L'autonomie peut varier en fonction de l'utilisation des fonctionnalités sans-fil. Fonctionne avec les chargeurs StarLink 2.0 avec batterie intégrée (Premium) ou sans batterie intégrée.                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | Indice de protection<br><b>NOUVEAU</b>                   | IP68+                                     | IP68+                      | IP68+                  | Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau. En plus de l'IP68, l'aide auditive est dotée de la nouvelle technologie Pro10 HydraShield, qui la rend résistante aux défis du quotidien et étanche jusqu'à 1 mètre pour une durabilité renforcée. |
| Options                                                               | Contrôle utilisateur                                     | ●                                         | ●                          | ●                      | Peut-être équipé d'un bouton-poussoir multifonction permettant de régler le volume et de changer les programmes.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Performances auditives                                                | Luminosité des consonnes                                 | ●●●●                                      | ●                          | ●                      | Cette fonction permet d'améliorer la clarté de la parole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | Voice AI                                                 | ●                                         |                            |                        | Non disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | Mode Edge+<br>Optimisation du signal vocal en temps réel | ●●●●<br>Adaptatif<br>Personnalisation App | ●●<br>Personnalisation App | ●<br>App               | Avec le Mode Edge+ qui agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle.                                                                                            |
|                                                                       | Streaming direct audio via le Bluetooth®                 | ●                                         | ●                          | ●                      | Vous pouvez recevoir des appels, écouter de la musique dans vos aides auditives avec votre smartphone, tablette et autres appareils audio ; et profiter de vos programmes TV préférés grâce à un accessoire sans-fil.                                                                                                                                          |
| Directionnel Microphones directionnels (en option)                    | Audio bidirectionnel<br>Communications mains libres      | ●                                         | ●                          | ●                      | Les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers votre smartphone, vous permettant de converser simplement en mains libres. Possibilité de répondre/refuser un appel.                                                                                                                                                   |
|                                                                       | Adaptatif                                                | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      | Optimise les performances pour un confort d'écoute dans les environnements venant de toutes les directions.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | Dynamique                                                | ●                                         | ●                          | ●                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       | Traitement musique                                       | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      | Permet de redécouvrir la musique grâce à un traitement de signal dédié.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sound Manager (Gestionnaire de sons) Algorithmes de traitement du son | Réducteur de bruit                                       | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      | Réduction du bruit basée sur le DNN. Fonctionne en parallèle avec le gestionnaire de sons. Garantit une qualité sonore confortable dans les environnements bruyants.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | Calme                                                    | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       | Bruits mécaniques                                        | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      | Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément. Grâce à ce gestionnaire de sons, vous entendrez des sons doux sans bruit, vous distinguerez des mots et des conversations de manière plus intuitive en réduisant grandement l'effort d'écoute.                                                                                        |
|                                                                       | Parole dans le bruit                                     | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       | Bruits transitoires                                      | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       | Vent                                                     | ●●●●                                      | ●●                         | ●                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                            |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres fonctions avancées | <b>Tinnitus Multiflex</b><br><i>Gestion des acouphènes</i> |  <i>Pro</i> |  <i>Pro</i> |   | Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...) |
|                           | Annulateur de Larsen                                       |            |            |  | Système pro-actif de gestion des Larsens qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.                                                                |
|                           | Duplication fréquentielle                                  |            |            |  | Optimise l'audibilité en temps réel en identifiant les indices vocaux aigus et en les dupliquant dans les basses fréquences.                                                    |

Fonctions télésanté et fonctions pratiques

|                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surveillance fréquence respiratoire           |    | <b>NOUVEAU</b><br>Votre fréquence respiratoire au repos est mesurée automatiquement et affichée en cycles par minute, vous permettant de suivre facilement votre état de santé et de mieux comprendre votre respiration. |
| Exercices d'équilibre                         |    | <b>NOUVEAU</b><br>Vous améliorez votre équilibre avec des exercices adaptés, accompagnés de données sur vos mouvements pour suivre vos progrès et repérer les évolutions.                                                |
| Évaluation de l'équilibre                     |    | Vous dépistez rapidement vos troubles de l'équilibre à distance grâce à des tests guidés et analysés automatiquement.                                                                                                    |
| Engagement & Suivi d'activité                 |    | Suivi de l'activité physique et de l'engagement social pour atteindre des objectifs santé.                                                                                                                               |
| <b>TeleHear</b><br><i>Réglages à distance</i> |    | Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance, sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.                                                                                         |
| Détection et alertes en cas de chute          |    | Détection d'une chute et envoi d'un message d'alerte à des contacts prédéfinis.                                                                                                                                          |
| Auto On/Off                                   |    | Préservation de l'énergie de vos aides auditives lorsqu'elles ne sont pas utilisées.                                                                                                                                     |
| Double tap                                    |   | Tapoter 2 fois pour activer la fonction paramétrée.                                                                                                                                                                      |
| Self Check                                    |  | Test diagnostique des composants de vos aides auditives.                                                                                                                                                                 |

Fonctions intelligentes

**NOUVEAU**  
IA générative, intégrée dans deux nouvelles fonctions.



**TeleHear AI**  
*Ajuste instantanément vos aides auditives selon des milliers de réglages professionnels.*

**Assistant intelligent Gen AI**  
*Répond à vos questions vocales et fournit des infos détaillées sur vos aides auditives et d'autres sujets.*

|                             |                                                                                     |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Traduction                  |  |   |
| Transcription audio-texte   |  |   |
| Assistant intelligent       |  | ✓ |
| Rappels intelligents        |  | ✓ |
| Trouver mes aides auditives |  | ✓ |

Accessoires sans-fil

Connectivité avec des smartphones et toutes autres sources media Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accessoires StarLink Edge</b><br><i>Microphone à distance</i><br><i>Microphone de table</i><br><i>Émetteur TV</i><br><i>Télécommande StarLink 2.0</i> | <b>Apple Watch</b><br><i>Montre connectée servant d'interface pour votre iPhone</i><br>My Starkey : Possibilité d'activer le Mode Edge+, de changer de programme et de régler le volume. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires StarLink fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.