

Présentation des fonctionnalités

	Zeal 1	Zeal 2	Zeal 3	Zeal 4
Compréhension de la parole et facilité d'écoute				
MoreSound Intelligence™ 3.0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Sélection des environnements	5 Configurations	5 Configurations	3 Configurations	Non ajustable
Suppression neuronale du bruit, Difficile / Facile	12 dB / 6 dB	10 dB / 4 dB	8 dB / 2 dB	6 dB / 0 dB
Sound Enhancer	3 Configurations	2 Configurations	1 Configuration	1 Configuration
MoreSound Amplifier™ 3.0	•	•	•	•
SuddenSound Stabilizer	6 Configurations	5 Configurations	4 Configurations	2 Configurations
MoreSound Optimizer™	•	•	•	•
Feedback shield	•	•	•	•
Spatial Sound™	•	•	•	–
Soft Speech Booster	•	•	•	•
Abaissment fréquentiel, Speech Rescue™	•	•	•	•
Qualité sonore				
Clear Dynamics	•	•	–	–
Priorité meilleure oreille	•	•	•	–
Bande passante d'adaptation ¹	10 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz
Power Bass (streaming)	•	•	•	•
Canaux de traitement	64	48	48	48
Personnalisation et adaptation optimisée				
Canaux de réglage	24	20	18	14
Gestionnaire d'adaptation	•	•	•	•
Méthodologies d'adaptation	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL v5
Audible Contrast Threshold (ACT™)	•	•	•	•
Pour se connecter au monde				
Oticon Companion app	•	•	•	•
Audio Bluetooth® LE ²	•	•	•	•
Diffusion Auracast™ ²	•	•	•	•
Communication mains-libres ²	•	•	•	•
Direct streaming ²	•	•	•	•
ConnectClip	•	•	•	•
EduMic	•	•	•	•
Télécommande 3.0	•	•	•	•
Adaptateur TV 3.0	•	•	•	•
Adapteur téléphonique 2.0	•	•	•	•
Tinnitus SoundSupport™	•	•	•	•

1) Bande passante accessible pour les ajustements de gain pendant l'adaptation

2) Disponible sur certains appareils. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oticon.fr/compatibility