FICHE TECHNIQUE PATIENT

OMEGA AI+ ITC R

Intra-conduit
Rechargeable



Coque: Noir, Marron clair, Rose, Bleu(G)/Rouge(D), Transparent

Plaque: Noir, Marron foncé, Châtain, Marron, Marron clair, Rose

OMEGA AI+ 24 ITC R (PREMIUM+) ●●●●
OMEGA AI+ 20 ITC R (PREMIUM) ●●●
OMEGA AI+ 16 ITC R (AVANCÉE) ●●

LPP | Classe II

DESCRIPTION

Intra-conduit connecté rechargeable, discret et confortable. Réalisé sur-mesure, cet intra-auriculaire se loge dans le conduit auditif. Il peut être adapté pour les pertes auditives allant de moyennes à sévères. Technologie sans-fil 2,4 GHz basée sur la plateforme Neuro Processeur Starkey G4 Gen AI, avec une architecture de double compression intelligente conçue pour favoriser la qualité sonore; suivi de santé enrichi et expérience utilisateur améliorée grâce à l'IA générative.

NOUVEAU
- Rechargeable Lithium-ion
- Connectivité universelle
- Capteurs inertiels
- Réglages à distance
- Bluetooth® LE Audio Auracast™
- Intelligence artificielle avancée
- Assistant intelligent (IA)
- Optimisation du signal vocal en temps réel
- Communications mains libres
- Surveillance santé individuelle
- Gestion des acouphènes

GAMME TECHNOLOGIQUE	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE
Technologie Neuro Processeur G4 Gen AI			
Canaux de réglages | Bandes d'analyse	**24/64**	**20/60**	**16/56**
Autonomie de la batterie **streaming : sans/avec**	**42 heures** **36 heures**	**42 heures** **36 heures**	**42 heures** **36 heures**
Indice de protection	**IP68+**	**IP68+**	**IP68+**
Contrôle utilisateur	●	●	●
Performances auditives			
NOUVEAU Double compression DNN	● *Maximum*	● *Minimum*	● *Minimum*
Voice AI	●	○	○
Mode Edge+ Toujours actif, automatique, contrôle utilisateur Personnalisation App	 ● ● ●	 ○ ● ●	 ○ ○ ●
Streaming direct audio via le Bluetooth®	●	●	●
Audio bidirectionnel *Communications mains libres*	●	●	●
Directionnel Adaptatif Directionnel Dynamique	●●●● ●	●●○○ ●	●○○○ ●
Amélioration spatiale de la parole	●●●●	●●○○	●○○○
Synchronisation binaurale	●●●●	●●○○	●○○○
Traitement musique	●●●●	●●○○	●○○○
Réducteur de bruit	●●●●	●●○○	●○○○
Sound Manager (Gestionnaire de sons) Algorithmes de traitement du son			
DNN 360 : Directionnalité intelligente			
Directionnalité DNN	●	○	○
Perception spatiale DNN	●	○	○
Calme	●●●●	●●○○	●○○○
Bruits mécaniques	●●●●	●●○○	●○○○
Parole dans le bruit	●●●●	●●○○	●○○○
Bruits transitoires	●●●●	●●○○	●○○○
Vent	●●●●	●●○○	●○○○
Autres fonctions avancées			
Tinnitus Multiflex *Gestion des acouphènes*	●●●● *Pro*	●●○○ *Pro*	●○○○
Annulateur de Larsen	●●●●	●●○○	●○○○
Duplication fréquentielle	●	●	●

APPLICATIONS INTELLIGENTES

IMPORTANT :
Nous vous conseillons de vérifier la compatibilité de votre smartphone sur notre site internet www.starkey.fr ou en flashant ce QR Code.

My Starkey *pour les utilisateurs*

HearShare *pour les aidants*

GAMME TECHNOLOGIQUE	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE
Canaux de réglages | Bandes de compression	24/24	20/20	16/16
Fonctions intelligentes			
Traduction	●	○	○
TeleHear AI	●	○	○
Assistant intelligent Gen AI	●	○	○
NOUVEAU Détection d'aides auditives oubliées	●	●	○
Transcription audio-texte	●	●	○
Trouver mes aides auditives	●	●	●
Assistant intelligent	●	●	●
Surveillance fréquence respiratoire	●	●	●
Exercices d'équilibre	●	●	●
Évaluation de l'équilibre	●	●	●
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●
TeleHear : Réglages à distance	●	●	●
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●
Double tap	●	●	●
Self Check	●	●	●

[1] Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).

Accessoires sans-fil

Connectivité avec des smartphones et toutes autres sources media Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.

Accessoires StarLink

Microphone à distance Edge
Microphone de table Edge
Émetteur TV Edge
Télécommande 2.0
NOUVEAU Adaptateur LE Edge

Apple Watch

Montre connectée servant d'interface pour votre iPhone
My Starkey : Possibilité d'activer le Mode Edge+, de changer de programme et de régler le volume.

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires StarLink fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.

Télécharger dans App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Apple Watch est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Les termes « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone, un iPad ou une Apple Watch peut affecter les performances sans fil. Google Play est une marque déposée de Google, LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par Starkey se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Le logo Starkey, Starkey Omega, TeleHear, Edge Mode, Hear Share, StarLink, Starkey Neuro Processor, Neuro Sound Technology et Multiflex Tinnitus sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.

© 2026 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 09/26 FT0346-00-FR-ST